

## ¡El diseño “cuadrado” de Tokai Sereno!

El diseño Sereno se hace de acuerdo a la más alta tecnología freeform.


Se puede describir mejor como un '**diseño cuadrado**': al lado del **amplio campo de visión lejana**, Sereno también ofrece un **amplio campo de visión en las zonas intermedia y cerca!**

Sereno también ofrece la oportunidad de usar las lentes progresivas en monturas pequeñas y de moda. Perfecto para el estilo de vida digital de hoy.



## AMPLIA VISION DE LEJOS

Un confortable y amplio campo de visión es el resultado de un **análisis ergonómico del ojo humano**: El límite del ángulo del campo de visión estática es de 15°. Esto equivale a un área de 30 mm alrededor del centro ocular de la lente y es igual al campo real para una visión natural de lejos!. Este nuevo y extraordinario diseño Sereno desplaza las aberraciones de esta área para los lados exteriores de la lente tanto como sea posible, por lo que Sereno es perfecto para el estilo de vida digital de hoy, sin comprometer la visión de lejos.



Lente progresiva convencional



Sereno

## AMPLIO CAMPO DE VISION INTERMEDIA



Lente progresiva convencional



Sereno

El nuevo diseño también crea un amplio **campo de visión intermedia** en comparación con una lente progresiva convencional.

## AMPLIO CAMPO DE VISIÓN DE CERCA

Gracias al diseño cuadrado, somos capaces de obtener una amplia zona de visión de cerca. Además, mediante la adaptación del inset de acuerdo con los parámetros apropiados y mediante la optimización de la curva frontal de cada ojo, el campo de visión es aún más cómodo



Lente progresiva convenciona



Sereno

